

Швидкий посібник користувача

- Здійсніть коротке натискання на кнопку увімкнення для запуску режиму чищення зубів,
- Підчас використання щітки, для перемикання інтенсивності чищення **натисніть та утримуйте кнопку протягом 2 секунд і довше;**
- Світіння індикаторів 1-4 відображає різну інтенсивність чищення, чим більше індикаторів світиться тим більша інтенсивність чищення;
- За змовчуванням використовується стандартний режим чищення, якщо Вам необхідно більше режимів чищення, а також для перевірки звітів про чищення зубів, завантажте мобільний додаток Oclean, підключіться до щітки за допомогою Bluetooth та здійсніть індивідуальні налаштування та перемикання режимів.

Відскануйте QR-код для завантаження



